



FROGGYMOUTH

ISPRAVNA FUNKCIJA GUTANJA I POSTURA JEZIKA

za 15 minuta dnevno

Upute za adolescente i odrasle klijente

SAVJETOVANO VAM JE **KORIŠTENJE** FROGGYMOUTH POMAGALA

Ovo pomagalo ispravlja funkciju gutanja stvaranjem novog obrasca: tijekom gutanja zubi lagano dolaze u kontakt, a jezik gura nepce.



Vaš terapeut
Vam je dao
FroggyMouth




Oslobodite se
loših navika



Vrlo
jednostavnim
pristupom



Za samo **15 minuta**
dnevno tijekom
gledanja TV-a



Sva ova klinička stanja imaju jednu zajedničku stvar: sva su povezana, na različite načine, s položajem jezika. Zapravo, trenutno 1/3 stanovništva pati od disfunkcija.

Ispravljajući disfunkciju gutanja, FroggyMouth pomaže



Skratiti **vrijeme tretmana**



Poboljšati **rezultate tretmana**




Smanjiti **rizik od povratka na stari obrazac**

FROGGYMOUTH je kompatibilan sa svim vrstama ortodontskih pomagala (mobilna i fiksna pomagala, aligneri i sl.).



KAKO FROGGYMOUTH FUNKCIONIRA?

FROGGYMOUTH je potrebno nositi 15 minuta dnevno, ispred televizora. Dok klijent nosi pomagalo, obrazac gutanja se automatski mijenja bez narušavanja kvalitete spavanja.



MOLIMO PAŽLJIVO SLIJEDITE FROGGYMOUTH PRAVILA KORIŠTENJA



Nosite ga jednom ili dva puta, **15 minuta** dnevno, kako biste brzo i učinkovito razvili novi obrazac gutanja. **Rutina je neophodna.**



Nosite pomagalo ispred podignutog **televizora** ili računala. Time se osigurava da je **horizontalna vizualna ravnina** pravilna te se sprječava bilo kakav položaj s nagnutom glavom.



Pažnju usmjerite na sadržaje koje gledate kako bi se novi obrazac gutanja **automatizirao i postao prirodan.**

3 KLJUČNE STVARI KOJE TREBA ZAPAMTITI



Normalno je osjetiti pojačanu salivaciju tijekom nošenja pomagala, posebno tijekom prvih dana korištenja; ako to potraje duže od **10 dana**, obavijestite svog terapeuta.



Nekoliko puta dnevno obratite pažnju te svog terapeuta obavijestite o

Vašem položaju jezika u mirovanju,
Opuštanju Vašeg vrata i ramena,
Poboljšanju kvalitete Vašeg sna



Pomagalo morate nositi **SVAKI** dan. Ako uklonite pomagalo tijekom razdoblja od 15 minuta, počnite ispočetka.



ODRŽAVANJE POMAGALA

Perite ga četkicom za zube i pastom.
Potpuno ga osušite i vratite u kutiju.





**POGLEDAJTE VIDEO O
PRAVILIMA KORIŠTENJA POMAGALA**



ZA VIŠE INFORMACIJA O NAČINU RADA OVOG POMAGLA POSJETITE:

WWW.FERALIC.HR



Molimo vas pažljivo pročitajte upute u letku koji dolazi s medicinskim pomagalom.
FROGGYMOUTH – Medicinski uređaji klase I – CE
Biotech Dental Smilers – 305 Allées de Craponne – 13300 Salon-de-Provence, Francuska